

1.01 Marchio					
1.02 Prodotto Importato da	Berica hygiene s.r.l.				
1.03 Lugo di produzione	Malaysia				
1.04 Fabbrikante / Distributore Italiano (con obblighi ed oneri ai sensi Direttiva CEE 93/42, allegato I, punto 13.3, lettera a)	Berica hygiene s.r.l.				
1.05 Marcatura CE	La marcatura CE attesta che il guanto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 89/686/CEE relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale quali ergonomia, innocuità, comfort.				
1.06 Attestazione CE	Disponibile a richiesta				
1.07 Ente Emittente	A.N.C.I. servizi s.r.l. – C.I.M.A.C. n° 0465				
1.10 Gruppo e Tipo	Guanto di protezione a cinque dita contro prodotti chimici e microrganismi				
1.11 Destinazione d'uso	Guanto di protezione a cinque dita contro prodotti chimici e microrganismi, da utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (ai sensi D.Lgs. n. 475/92 in attuazione Direttiva Cee 89/686)				
1.12 Taglia	XS	S	M	L	XL
1.13 Misura	-	6/6½	7/7½	8/8½	9/9½
1.14 Codice Articolo	-	42573S	42573M	42573L	42573XL
1.15 Codice EAN confezione primaria	-	8024151806368	8024151806375	8024151806382	8024151806399
1.16 Codice EAN cartone	-	8024151806368	8024151806375	8024151806382	8024151806399
1.17 Descrizione	Guanto di protezione monouso non sterile in nitrile senza polvere. Ambidestro con polsino salva strappo. Colore NERO. Superficie microruvida sulle dita che garantisce la massima sensibilità ed una capacità di presa ottimizzata. Privo di lattice di gomma naturale, clorinato: elimina il rischio di reazioni allergiche di tipo I e di tipo IV correlate alla presenza di proteine idro-solubili. Resistente ad oli e grassi in generale, al petrolio, alle benzine e a diversi prodotti plastificanti e a diversi solventi su base alcolica e chetonica; alta ergonomia che permette un uso prolungato senza affaticamento; La particolare formulazione conferisce al guanto DERMANITRIL SOFT caratteristiche di eccezionale elasticità e sensibilità, paragonabili a quelle dei normali guanti in lattice.				
1.18 Utilizzo consigliato	Nell'esecuzione di tatuaggi, tinture per capelli, estetica. In meccanica leggera e laboratorio.				
1.19 Standards Normativi	UNI EN 420; UNI EN 374-1,2,3; UNI EN 388 (0 0 0 0 5); UNI EN 455 Parte 1-2-3; UNI ISO 2859; ISO 10993-10; Direttiva 72/2002/CE e s.m.i.				
1.20 Materia Prima	Acrylonitrile-butadiene (nitrile)				
1.21 Lubrificante	Clorinatura on line				
1.22 Biocompatibilità	Prova d'Irritazione Primaria su Conigli (ISO 10993-10) con esito non irritante Test di Sensibilizzazione Cutanea su maialini di Guinea (ISO 10993-10) con esito negativo.				
1.23 Penetrazione Virale	Risultato estrapolato dal rapporto di prova secondo ASTM F 1671: "Sono stati testati 3 campioni. I 3 campioni hanno superato la prova. Nessuna penetrazione virale è stata osservata".				
1.24 AQL	AQL <1.5 per ispezione secondo norma UNI EN 374-2 - livello prestazionale 2 - e Piano di campionamento secondo norma ISO 2859 (Livello d'Ispezione Generale G1).				
1.25 Smaltimento	Il dispositivo, al termine del suo utilizzo, deve essere trattato secondo le vigenti normative in materia in funzione del campo di applicazione in cui è stato impiegato.				

1.26 Avvertenza per l'uso e lo stoccaggio	Il guanto deve essere indossato prima dell'inizio dell'attività operativa. La scelta del guanto deve essere effettuata conoscendo l'attività lavorativa ed il processo di lavorazione eseguito dall'operatore, tenendo in considerazione delle condizioni di lavoro e dei rischi connessi. - Guanto monouso da utilizzare in attività chimicamente e meccanicamente non aggressive; - Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità; - Conservare i guanti nel loro imballaggio originale in luogo fresco e asciutto (a temperatura ambiente compresa tra 5°C e 35°C); - Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, all'ozono ed a fonti di calore; - Effettuare sempre una prova preliminare nelle reali condizioni di utilizzo; - Non utilizzare i guanti in contatto con il prodotto chimico testato per periodi superiori a quelli relativi al livello di prestazione (0 < 10 min. ; 1 > 10 min. ; 2 > 30 min. ; 3 > 60 min. ; 4 > 120 min. ; 5 > 240 min. ; 6 > 480 min. ; - Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite.
--	---

2 Proprietà Fisiche	XS	S	M	L	XL
2.01 Peso gr.	n.d.	3.4 +/- 0,2gr.	3.8 +/- 0,2gr.	4.2 +/- 0,2gr.	4.5 +/- 0,2gr.
2.02 Lunghezza	n.d.	mm. 245 +/- 5mm.	mm. 245 +/- 5mm.	mm. 245 +/- 5mm.	mm. 245 +/- 5mm.
2.03 Larghezza	n.d.	85 +/- 2 mm	95 +/- 2 mm	106 +/- 2 mm	110 +/- 2 mm
2.04 Spessore Polso "double wall"	n.d.	0,05 +/- 0,02 mm	0,05 +/- 0,02 mm	0,05 +/- 0,02 mm	0,05 +/- 0,02 mm
2.05 Spessore Polso "double wall"	n.d.	0,07 +/- 0,02 mm	0,07 +/- 0,02 mm	0,07 +/- 0,02 mm	0,07 +/- 0,02 mm
2.06 Spessore Dito "double wall"	n.d.	0,095 +/- 0,02 mm	0,095 +/- 0,02 mm	0,095 +/- 0,02 mm	0,095 +/- 0,02 mm

3 Proprietà Meccaniche	Valori previsti dalla norma EN 455	Prima Invecchiamento	Valori previsti dalla norma EN 455	Dopo Invecchiamento (7 giorni a 70°C)
3.1 Carico di rottura (N)	Min 6 (N)	>= 6.0 N	Min. 6.0 (N)	>= 6.0 N
3.2 Allungamento (%)	500	Valore medio 565%	500	Valore medio 545%

4 Livelli di permeazione / penetrazione ai prodotti chimici (UNI EN 374-3)

Sostanza	Livello di Protezione	Sostanza	Livello di Protezione
Idrossido di Sodio al 40%	6	Acido Formico al 10%	5
Acido Solforico al 98%	0	Acido Acetico al 10%	6
Acido Borico saturato	6	Glicole Etilenico	6
Butandiolo 1.4	6	Alcol Isopropilico	2
Acido Citrico	6	Idrossido di Ammonio	1
Metile Ftalato	0	Acido Nitrico al 10%	6
Cloruro di ferro	6	Acido Cloridrico al 20%	6
Esano	6	Metacrilato di Metile	0
Formaldeide al 4%	6	Glutaraldeide al 3%	6
nEptano	2	Metanolo	0

5 Confezione Primaria		6. Cartone	
5.01 Contenuto	100 guanti	6.01 Contenuto	10 box da 100 guanti
5.02 Dimensioni	120 x 65 x 240 mm.	6.02 Dimensioni	340 x 245 x 250 mm
5.03 Materiale	cartoncino grayback 400 gr. m ²	6.03 Materiale	cartone ondulato WTL 180/TL 175 BF