

DIEMME	SCHEDA TECNICA	COD. D090022/42 Pag. 1/1 Rev. 4 del 30.01.09
--------	----------------	--

denominazione del prodotto: **SALVIETTINE DAILY CLEAN - by DAILY COMFORT**

codice identificazione prodotto: D090022/42 conf. da 42 panni da 60gr/m²

caratteristiche del prodotto:

- Salviette detergenti per il corpo, la zona perineale e la pulizia del paziente al cambio del pannolone, anche in presenza di scariche abbondanti e liquide.
- Misura di ogni salvietta 270x250mm
- Confezione Flow Pack da 42 panni
- Film di confezionamento speciale testato ad hoc per creare una barriera resistente al calore indotto esternamente (ad es. forno a microonde) senza deformarsi.
- Speciale tessuto non tessuto accoppiato
- Privo di Benzalconio Cloruro come da legge 713/86 – All. V sez. I - parte I - voce 54 integrata con il DM 11/06/99 sui prodotti cosmetici.
- Ingredienti caratterizzanti:
Polisorbato 20 (tensioattivo non ionico a funzione detergente
Glicerina (Idratante)
Aloe Vera gel (disarrossante e idratante)

produttore: DIVA International S.r.l.
Viale dell'Industria, 7 – 06038 Spello (PG)

INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO

Materiale: Salvietta in tessuto/non tessuto impregnata di soluzione detergente non contenente sostanze classificate come pericolose. Colore bianco di odore caratteristico.
Ph soluzione acquosa: 5,0-6,0
Punto di infiammabilità >200° C
Densità relativa 1,000 – 1,010 g/ml
Non idrosolubile e liposolubile
Preparato non pericoloso per l'ingestione.
Prodotto destinato alla detersione della cute integra. Il produttore dichiara tuttavia che non esistono controindicazioni all'eventuale e accidentale contatto con cute lesa e/o zona perioculare.

Confezione: In flow pack contenente 42 panni da 60gr. In scatole da 12 flow pack. Ogni singolo flow pack è contraddistinto da un numero di lotto e dalla data di scadenza.

Stabilità nel tempo: Non è richiesta particolare attenzione per lo stoccaggio dei prodotti; basta lasciare il materiale in locali con temperatura ed umidità ambiente. Per la protezione da fonti luminose è sufficiente conservare il prodotto nella sua confezione originale (flow pack e scatola di cartone).

Atossicità dei componenti: Tutti gli ingredienti usati non sono risultati pericolosi né per le persone né per l'ambiente (non gettare nel WC); non sono pervenuti effetti pericolosi per la salute derivanti dall'esposizione al preparato. – Evitare comunque il contatto con il bulbo oculare; in questo caso, se si avverte bruciore o fastidio, lavare con acqua corrente ed avvisare il medico in caso di persistenza dei sintomi. In caso di ingestione accidentale del liquido imbibente, consultare un medico.

Misure antincendio: Trattare con idonei mezzi estinguenti; CO2, acqua nebulizzata, sabbia, schiuma. Utilizzare le protezioni personali adeguate per proteggere le vie respiratorie.

Smaltimento rifiuti: In ottemperanza alla normativa vigente relativa ai rifiuti.

Destinazione d' uso: Pulizia, lavaggio e detersione personale – Tutti i reparti ospedalieri, home care, case di cura e riposo.

MARCHIO CE Dispositivi medico con marchio "CE" – Classe di appartenenza I

CODICE CND: M9099
NR. REPERTORIO: 102272/R