





Oasis Pro 20 IT®



Detergente Disinfettante

(Presidio Medico Chirurgico Reg. n° 19311 - Ministero della Salute)

- Pulizia - Per la pulizia di tutta l'attrezzatura e di tutte le superfici lavabili
- Sicurezza - Presidio Medico Chirurgico ad attività detergente e disinfettante in grado di eliminare germi e funghi da tutti i piani di lavoro e da tutta l'attrezzatura di cucina
- Efficienza - **Attività disinfettante secondo EN 1650**
Se lasciato agire per 15 minuti è efficace contro i funghi
Attività battericida secondo EN 1276 e EN 13697
Se lasciato agire per 5 minuti è efficace contro i batteri



CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	Liquido
Colore:	Viola
Profumo:	Fresco
Peso specifico:	0,997 g/ml
Fosforo:	Assente
Contiene:	
Inf. a 5%:	alchilpoliglucoside, laurildipropilentrilammina, conservante, colorante, profumo
Tra 5 e 15%:	benzalconiocloruro (composti d'ammonio quaternario)
Valore pH (sol. 1%):	9 circa

ACIDO				NEUTRO				ALCALINO						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

MODALITÀ D'USO

Sostituzione delle sacche di concentrato:
si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi; aprire lo sportello del vano in cui è conservato il prodotto; rimuovere la sacca vuota svitando il controdado; posizionare la sacca nuova nel dispenser, quindi far scorrere nell'apposita scanalatura; inserire il nipplo nella valvola, quindi serrare in senso orario finché il controdado non scatta in posizione; chiudere lo sportello.

Erogazione del prodotto:

verificare che il codice colore ed il codice numerico del prodotto presenti sulla confezione vuota corrispondano a quelli del prodotto inserito; inserire il tubo di scarico nel flacone vuoto e dopo aver erogato

una quantità sufficiente di prodotto rimuovere il flacone dal dispenser; avvitare sul flacone lo spruzzatore.

Applicazione del prodotto:

Spruzzare la soluzione pronta all'uso di Oasis Pro 20 IT® direttamente sulla superficie, utilizzando uno schiumatore spray; pulire la superficie con un panno asciutto.

Attività disinfettante:

15 ml/1 lt, concentrazione del 1,5% per un tempo di contatto di 15 minuti, secondo EN 1650.

Attività battericida:

15 ml/1 lt, concentrazione del 1,5% per un tempo di contatto di 5 minuti, secondo EN 1276 e EN 13697.

Tutte le superfici che vengono a contatto con gli alimenti devono essere risciacquate con acqua e lasciate asciugare all'aria.

SOSTANZE ATTIVE BIOCIDE

100 g di prodotto contengono:
7,5 g di benzalconiocloruro e
4 g di laurildipropilentrilammina.

DOSAGGI CONSIGLIATI

Concentrazione 1,5%, 15 ml/1 lt.

CONFEZIONE

Cartone da 2 pouches da 2 lt.

CODICE

903507

STOCCAGGIO

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

Non conservare a temp. superiori a 35°C.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

SICUREZZA

Usare solo diluito, mediante dispenser.
Prima dell'utilizzo leggere l'etichetta e la scheda tecnica del prodotto.
Ulteriori informazioni ed istruzioni di sicurezza sono contenute sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE/CAMPO D'IMPIEGO

Oasis Pro 20 IT® è un detergente disinfettante altamente efficace, compreso nel programma ECOGUARD, in grado di combattere i germi e i funghi da tutti i piani di lavoro e da tutta l'attrezzatura da cucina.

Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 6
20041 Agrate Brianza (Mi)
Tel. (039) 6050.1

Società certificata secondo norme
ISO 9001 e 14001

www.ecolab.com